

ELIX 10 & MilliQ-Academic A10 の使い方

60 L 入る
毎日 30% ほどは
使った方がよい。



RO 膜 (逆浸透膜)
2 年ごとに交換


プロガードカートリッジ
半年ごとに交換

つまみが折れ易いので注意



イオン量 $\sim 18 \text{ M}\Omega \text{ cm}$
有機物量 $< 20 \text{ ppb}$

1 年ごとに交換



メルク株式会社/ラボラトリーウォーター事業部のカタログより ↑

履歴

140828 一式修理および交換